

HYUNDAI

OVET 739



NAVOD K POUZITI / NAVOD NA POUZITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ / BEDIENUNGSANLEITUNG

**ELEKTRONICKÁ SKLENĚNÁ OSOBNÍ VÁHA S ANALÝZOU TĚLESNÉHO TUKU,
TEKUTIN, SVALOVÉ HMOTY, HMOTNOSTI KOSTÍ, KCAL A BMI CZ**

**ELEKTRONICKÁ SKLENENÁ OSOBNÁ VÁHA S ANALÝZOU TELESNÉHO TUKU,
TEKUTÍN, SVALOVEJ HMOTY, HMOTNOSTI KOSTÍ, KCAL A BMI SK**

**ELEKTRONICZNA SZKLANA WAGA OSOBOWA Z ANALIZĄ TŁUSZCZU
CIELESNEGO, CIECZY, MASY MIEŚNIOWEJ, WAGI KOŚCI, KCAL I BMI PL**

**ELECTRONIC GLASS PERSONAL SCALE WITH BODY FAT, BODY WATER,
MUSCLE, BONE, KCAL AND BMI EN**

**ÜVEGLAPOS ELEKTRONIKUS SZEMÉLYI MÉRLEG, TESTZSÍR-, TESTVÍZ-,
IZOMTÖMEG, CSONTTÖMEG-ELEMZÉSI, KCAL- ÉS BMI FUNKCIÓVAL HU**

**DIGITALE PERSONENWAAGE AUS GLAS MIT ANALYSE VON KÖRPERFETT,
FLÜSSIGKEIT, MUSKELMASSE, KNOCHENMASSE, KCAL UND BMI DE**




Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und, nach Möglichkeit, mit der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Ihre Waage rundet den Messwert mit einer Genauigkeit von 100g auf den nächsten Wert auf.
- Betrachten Sie die Betriebsanleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie diese an jeden nachfolgenden Benutzer weiter.
- **Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt! Es ist nicht für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen und für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!**
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Weiterhin dürfen Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen das Gerät nur unter Aufsicht bzw. entsprechender Unterweisung benutzen. Sie müssen die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo pokud spadl do vody. V takových případech zanešte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen und beschädigt ist oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät in solchen Fällen zu einer qualifizierten Kundendienststelle, um die Sicherheit und das ordnungsgemäße Funktionieren des Geräts überprüfen zu lassen.
- Wir empfehlen, die Waage nicht mit nassen Füßen oder mit nasser Oberfläche der Waage zu benutzen, da sonst die Gefahr des Ausrutschens besteht!
- Treten Sie nicht auf den Rand der Waage! Es besteht die Gefahr, dass die Waage umkippt und es besteht Verletzungsgefahr!
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser (auch nicht teilweise)!
- Wenn die Waage bei niedrigeren Temperaturen gelagert wurde, akklimatisieren Sie sie zunächst.
- Verwenden Sie die Waage nur in der Arbeitsposition an Stellen, wo kein Umkippen droht und in einer ausreichenden Entfernung von Wärmequellen (z. B. einem Herd, Ofen, Kamin, Wärmestrahler), feuchten Oberflächen (z. B. einer Spüle) und Geräten mit einem starken elektromagnetischen Feld (z. B. eine Mikrowelle, ein Radio, Mobiltelefon).
- Schützen Sie die Waage vor Staub, Feuchtigkeit, Chemikalien und großen Temperaturveränderungen.
- Stellen Sie die Waage nicht auf eine unebene oder mit Teppich ausgelegte Oberfläche. Eine instabile oder weiche Unterlage unter der Waage kann die Wiegegenauigkeit negativ beeinflussen.
- Achten Sie bei der Handhabung der Waage darauf, dass keine Personen verletzt werden oder die Waage beschädigt wird.

- Behandeln Sie die Waage mit Vorsicht. Werfen Sie sie nicht und springen Sie nicht auf ihr. Die Waage ist robust, aber unsachgemäße Handhabung kann die elektronischen Sensoren zerstören.
- Demontieren Sie die Waage nicht und entnehmen Sie auch keine Bauteile.
- Platzieren Sie bei der Lagerung keine Gegenstände auf der Oberfläche der Waage, es könnte zu deren Beschädigung kommen.
- Wenn Sie die Waage für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Wenn die Batterien auslaufen, tauschen Sie sie sofort aus, anderenfalls kann die Waage beschädigt werden.
- Legen Sie keine neuen und alten Batterien gemeinsam ein.
- Verwenden Sie keine aufladbaren Akkumulatoren.
- Entsorgen Sie entladene Batterien in geeigneter Weise (siehe Abs. VI. UMWELT).
- Bewahren Sie die Batterien und die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf. Eine Person, die eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe suchen!
- Verwenden Sie das Gerät niemals für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist und der in dieser Anleitung beschrieben wird!
- Beachten Sie, dass die Daten auf dieser Waage nur annähernd und ungenau sind, verglichen mit den Ergebnissen einer tatsächlichen medizinischen Analyse. Nur ein Arzt kann die genauen biometrischen Merkmale mit medizinischen Methoden bestimmen.
- Nicht während der Schwangerschaft, während der Dialysebehandlung und bei Rotationen verwenden.
- Überlasten Sie das Gerät nicht mit mehr Gewicht als die maximale Kapazität der Waage! Dadurch wird eine Beschädigung des Geräts vermieden.
- Verwenden Sie die Fettanalysefunktion auf dieser Waage nicht, wenn Sie eine Herzschrittmacher, Elektrokardiographen und/oder andere medizinische Geräte haben, die im Körper implantiert sind oder auf deren Hilfe sie angewiesen sind.
- Alle fremdsprachigen Texte und Bilder auf der Verpackung oder dem Produkt werden übersetzt und am Ende dieser Sprachversion erklärt.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts verursacht werden (z. B. Beschädigung der Oberfläche der Platte usw.) und übernimmt keine Garantie für das Gerät, wenn die oben genannten Sicherheitshinweise nicht beachtet werden

II. BESCHREIBUNG DES GERÄTES



- P1. Display
- P2. Standfläche aus Glas
- P3. Messelektroden
- P4. Taste SET - einschalten und einstellen
- P5. ▲ ▼ Schaltflächen und -Tasten zur Auswahl
- P6. Batterieabdeckung

DATEN, DIE AUF DEM DISPLAY ANGEZEIGT WERDEN

Kg / lb / st:lb	Gewichtseinheiten
P0 ...P9	Speichernummer
	Mann / Frau
MUS	Gehalt an Muskelmasse (%)
BONE	Knochengewicht (%)
cm (ft: in)	Höheneinheiten
Age	Alter
FAT	Körperfettgehalt (%)
Underfat	Untergewicht
Healthy	Gesund
Overfat	Übergewicht
Obese	Fettleibigkeit
TBW	Wassergehalt im Körper (%)
BMI	Körperfett-Index
KCAL	Mindest-Energieverbrauch

SPEZIFIKATION

Genauigkeit:	0,1 kg
Max. Kapazität:	10 Personen
Höhenverstellbarer Bereich:	von 60 bis 250 cm
Alter:	von 10 bis 99 Jahre
Min. Gewicht:	von ca 2,5 kg (5,5 lb / 0:4 st)
Max. Gewicht:	150 kg (330,6 lb / 23,6 st)
Einheiten der Körperfettmessung:	0,1 %
Körperfettmessbereich:	4 % – 50 %
Bereich der Körperwassermessungen:	35 % – 85 %
Messbereich für die Muskelmasse des Körpers:	10 % – 50 %
Messbereich Knochen:	2 % – 20 %

III. BETRIEBSANLEITUNG

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der Waage, legen Sie die Batterien polrichtig ein und schließen Sie den Deckel in umgekehrter Richtung.
- Schalten Sie die Waage ein, indem Sie mit dem Fuß auf die Wiegefläche tippen, und überprüfen Sie die auf dem Display angezeigte Gewichtseinheit (kg). Wenn Sie die Einheit st oder lb (oder die Höheneinheit cm ↔ Ft;in) einstellen möchten, stellen Sie sie mit der Taste P5 ein.
- Stellen Sie die Waage auf eine glatte und ebene Fläche, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

kg = Kilogramm

st = stone (US- Gewichtseinheit)

lb = Pfund (britische Gewichtseinheit)

Ft;in = Fuß, Zoll

1 kg = 2,2 lb

1 st = 6,356 kg

1 lb = 0,454 kg

1 Ft = 30,48 cm; 1 in = 2,54 cm

MESSUNG DES KÖRPERGEWICHTS

Sie können die Waage nur zur Gewichtsmessung verwenden.

Dies ist ein Basismodus, bei dem keine Analyse anderer Werte durchgeführt wird.

- 1) Stellen Sie sich auf die Waage, dadurch wird die Waage automatisch eingeschaltet. Bewegen Sie sich nicht und warten Sie, bis Sie gewogen werden. Dann erscheint das gemessene Gewicht auf dem Display und bleibt eine Weile angezeigt. Wenn die Messung abgeschlossen ist, blinkt das gemessene Gewicht zweimal und der Wert wird etwa 6 Sekunden lang angezeigt.
- 2) Wenn Sie die Waage verlassen, erfolgt eine automatische Abschaltung. Wenn sich zu dem Zeitpunkt, an dem die Anzeige 0,0 anzeigt, niemand wiegt, schaltet sich die Waage automatisch ab.

MESSUNG VON KÖRPERFETT UND WASSER

- 1) Was bedeutet der Körperfettanteil?
- 2) Der Körperfettanteil bezeichnet den Anteil an Fett im Körper, der als Kriterium für Übergewicht herangezogen wird

Messprinzip:

Die Impedanz von Fett ist höher als die anderer Körpergewebe, wie z. B. Muskeln, wenn ein elektrisches Signal mit einer bestimmten Frequenz durch den Körper geleitet wird (BIA-Prinzip). Nach diesem Prinzip kann der Körperfettanteil gemessen werden, indem ein elektrisches Signal durch den Körper geleitet wird.

BMI

Die vom Gerät verwendete Technologie - die bioelektronische Impedanzanalyse - unterscheidet sich von der älteren BMI-Methode. Bei der BMI-Methode wird der Fettanteil anhand des Verhältnisses von Körpergröße zu Gewicht berechnet. Die BIA-Technologie verwendet 5 Parameter, um eine genauere Auflösung für die Analyse zu erhalten.

Das Gewicht und die biologische Widerstandsfähigkeit werden durch das Gewicht gemessen. Die anderen drei Daten müssen manuell eingegeben werden (Geschlecht, Größe, Alter). Dieser Index bestimmt die Korrelation zwischen Körpergewicht und Körpergröße. Sie kann verwendet werden, um festzustellen, ob eine Person untergewichtig, übergewichtig oder fettleibig ist oder ob sein oder ihr Körperzustand normal ist. Auch in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist der Body-Mass-Index ein recht guter Indikator für das Risiko, insbesondere bei gesunden Menschen. Es handelt sich jedoch nur um einen indikativen Indikator. Experten empfehlen, die Berechnung zumindest durch eine Messung des Taillenumfangs zu ergänzen, der die Verteilung des Körperfetts angibt. Der BMI liefert keine sehr zuverlässigen Informationen für kleine Kinder, ältere Menschen und aktive Sportler, die viel Muskelmasse haben, da ihre Ergebnisse verzerrt sein können.

Mindestenergieverbrauch KCAL

Sie stellt die optimale Energiezufuhr dar, die zur Aufrechterhaltung der grundlegenden Lebensfunktionen und eines ausgewogenen Stoffwechsels erforderlich ist. Die Daten auf dem Display zeigen den optimalen täglichen Energieverbrauch für Ihr Gewicht, Ihre Größe, Ihr Alter und Ihr Geschlecht an. Dies ist auch die Menge an Energie, die Sie aufnehmen sollten, um einen ausgeglichenen Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Wenn Sie Ihr Gewicht reduzieren wollen, sollte Ihre tägliche Energiezufuhr etwas niedriger sein.

Sie sollten aber auch auf ein ausgewogenes Verhältnis von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß achten.

Wichtig:

Ziehen Sie während der Körperfett- und Flüssigkeitsmessung Ihre Schuhe und Socken aus und stellen Sie sich barfuß auf die Waage. Es wird empfohlen, die Messungen immer zur gleichen Tageszeit vorzunehmen.

Die Ergebnisse können ungenau sein, bei:



- intensiver sportlicher Betätigung, übermäßiger Nahrungsaufnahme oder starker Dehydrierung;
- Kindern unter 10 Jahren oder Erwachsenen über 80 Jahren;
- Bodybuildern oder anderen aktiven Sportlern;
- schwangeren Frauen, Dialysepatienten oder Patienten mit Ödemen,
- Übermäßigem Flüssigkeits- und Nahrungsmittelkonsum, sportlicher Betätigung, Gesundheitszuständen, eingenommenen Medikamenten, dem Menstruationszyklus der Frau usw.
- Während der Messung darf kein Kontakt zwischen den Füßen, Waden oder Oberschenkeln stattfinden. Andernfalls ist die Messung möglicherweise nicht genau.



Auswählen und Speichern persönlicher Parameter

Um korrekte Messergebnisse zu erhalten, müssen Sie die erforderlichen Werte eingeben: Geschlecht, Größe und Alter. Die Waage verfügt über einen Speicher, in dem die persönlichen Werte von 10 Personen gespeichert werden können.

EINSTELLUNG

Zum Einschalten **SET** drücken. Auf dem Display blinkt "P1".

Drücken Sie  oder  zur Auswahl der Speicher P0 bis P9 für persönliche Einstellungen der Einheiten. Drücken Sie SET, um mit dem Einstellen der Parameter des ausgewählten Speichers zu beginnen.



Drücken Sie  oder  um das männliche oder weibliche Geschlecht auszuwählen, und drücken Sie SET zur Bestätigung.

Drücken Sie  oder  um das Alter einzustellen und bestätigen Sie mit SET.

Drücken Sie  oder  um die Höhe einzustellen und bestätigen Sie mit der SET-Taste.

Alle personenbezogenen Daten werden nun gespeichert (oder geändert). Die eingestellten Werte blinken, wenn Sie sie anpassen.

MESSUNG

- 1) Drücken Sie auf die Waage, um sie einzuschalten.
- 2) SET drücken, "P1" wird blinken.
Drücken Sie  oder , um den Speicher mit den eingestellten Parametern für die zu wiegende Person auszuwählen".
- 3) Stellen Sie sich auf die Waage, sobald 0,0 kg erscheint.
Wichtig: Für eine korrekte Funktion und Messung stellen Sie sich barfuß auf die Waage!
- 4) Zuerst wird das Gewicht gemessen, dann wird 2 Mal hintereinander "o o o o o" angezeigt, um die laufende Analyse der Werte anzuzeigen. Bitte nicht bewegen oder absteigen.
- 5) Nach Abschluss des Wiegens werden nacheinander Gewicht, Körperfett, Körperwassergehalt, Muskelanteil, Knochenmasse, BMI und KCAL angezeigt.
- 6) Die Anzeige der Messwerte wird zweimal wiederholt.
- 7) Danach schaltet sich die Waage automatisch aus.

Sie können Ihre Werte mit den Werten in den Tabellen vergleichen.

Tabelle über die Menge an Körperfett und Wasser im Körper

Alter (Jahre)	Frau		Mann		Ergebnis
	Körperfett (%)	Wasser im Körper (%)	Körperfett (%)	Wasser im Körper (%)	
<= 30	4,0 - 20,5	66,0 - 54,7	4,0 - 15,5	66,0 - 58,1	Untergewicht
	20,6 - 25,0	54,6 - 51,6	15,6 - 20,0	58,0 - 55,0	Normalzustand
	25,1 - 30,5	51,5 - 47,8	20,1 - 24,5	54,9 - 51,9	Obergewicht
	30,6 - 50,0	47,7 - 34,4	24,6 - 50,0	51,8 - 34,4	Fettleibigkeit
< 30	4,0 - 25,0	66,0 - 51,6	4,0 - 19,5	66,0 - 55,4	Untergewicht
	25,1 - 30,0	51,5 - 48,1	19,6 - 24,0	55,3 - 52,3	Normalzustand
	30,1 - 35,0	48,0 - 44,7	24,1 - 28,5	52,2 - 49,2	Obergewicht
	35,1 - 50,0	44,6 - 34,4	28,6 - 50,0	49,1 - 34,4	Fettleibigkeit

Aufgrund der natürlichen Unterschiede zwischen den Menschen dient diese Tabelle nur zu Informationszwecken. Die Ergebnisse der Messungen des Knochengewichts und des Muskelanteils dienen ebenfalls nur zur Orientierung. Der durchschnittliche Anteil der Muskelmasse eines gesunden Mannes liegt bei >40%, bei einer Frau bei >30%. Das Knochengewicht schwankt zwischen 12 % bei Frauen und 15 % bei Männern und hängt von vielen Faktoren ab. Wenn ungewöhnliche Werte gemessen werden, wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt.

Tabelle der Knochengewichte im Körper

Personengewicht (kg)	Frau			Mann		
	< 45	45 - 60	> 60	< 60	60 - 75	> 75
Referenzgewicht des Knochens (kg)	~ 3,0	~ 4,2	~ 6,5	~ 4,5	~ 6,0	~ 7,5

KCAL-Tabelle im Körper

Alter	Frau		Mann	
	Gewicht (kg)	KCAL	Gewicht (kg)	KCAL
6 - 17	50	1265	60	1620
18 - 29	55	1298	65	1560
30 - 49	60	1416	70	1680
50 - 69	60	1302	70	1561
70 - 100	50	1035	65	1397

TABELLE BMI

BMI	Untergewicht	Normalzustand	Obergewicht	Fettleibigkeit
		< 18,5	18,5 - 27	30 - 39

WARNINDIKATOREN

Zur Verdeutlichung von Fehlern, die bei der Benutzung der Waage auftreten, werden Warnsymbole auf dem Display angezeigt. Um sie zu entfernen, gehen Sie einfach von der Waage weg oder schalten Sie sie aus und wieder ein.

- 1) „Lo“ = Die Batterie ist schwach, ersetzen Sie sie durch eine Neue
- 2) „Err 2“ = Fehler bei der Körperfettmessung (der prozentuale Anteil des Fettes liegt außerhalb des festgelegten Bereichs < 4 % a > 50 %),
- 3) „EEEE“ = Das gemessene Gewicht ist höher als der maximal zulässige Gewichtswert
- 4) „ErrH“ = Sehr hoher Fettanteil
- 5) „ErrL“ = Sehr niedriger Fettgehalt

Wenn ein Fehler auftritt und nicht wie oben beschrieben behoben werden kann, nehmen Sie die Batterien für mindestens 3 Sekunden heraus und setzen Sie sie dann wieder ein. Schalten Sie die Waage wieder ein. Wenn Symptome wie Flackern oder falsche Darstellung auftreten, versuchen Sie, die Waage von der Störquelle zu entfernen oder stellen Sie sicher, dass die Quelle ausgeschaltet ist, während die Waage in Betrieb ist.

Austausch der Batterien

- 1) Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Unterseite der Waage.
- 2) Entfernen Sie die leeren Batterien und legen Sie Neue ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- 3) Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

REINIGUNG UND WARTUNG

- 1) Reinigen Sie die Waage mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol oder Industriebenzin.
- 2) Die Oberfläche der Waage kann nach der Reinigung rutschig sein. Für einen sicheren Gebrauch wischen Sie die Glasoberfläche nach der Reinigung gut trocken.

FEHLERSUCHE

Das Gerät funktioniert nicht

- Vergewissern Sie sich, dass die Waage auf einem ebenen Boden steht und nicht die Wand berührt.
- Prüfen Sie die korrekte Platzierung und Polarität der Batterien.
- Falls die Batterien schwach sind, ersetzen Sie sie durch Neue.

IV. TECHNISCHE DATEN

- **Max. Kapazität bis 150 kg**
- **Genauigkeit 100 g**
- **Schutzklasse: III, Zertifizierung CE**
- **Abmessungen: 30 x 30 cm**
- **Gewicht (netto): 1,75 kg**

Jeder Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Geräts mit sich bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden!

Ein Verstoß gegen diese Anweisung des Herstellers zieht den Verlust der Garantie nach sich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor!

V. UMWELTSCHUTZ

Entsorgung von Elektroaltgeräten, Altbatterien und Altakkumulatoren



Dieses Symbol auf dem Produkt, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Bringen Sie das Produkt oder den Akku (falls enthalten) am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer entsprechenden Rücknahmestelle für das Recycling dieser Elektrogeräte und Akkus. In der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern gibt es

Sammelstellen für Elektro-Altgeräte. Indem Sie sicherstellen, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, können Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung des Produkts oder der Batterie bzw. des Akkus ergeben können. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung natürlicher Ressourcen bei. Bitte entsorgen Sie daher ausgediente Elektrogeräte und Batterien/Akkus nicht im Hausmüll.


AUF DEM GERÄT, DER VERPACKUNG ODER IN DER ANLEITUNG VERWENDETE HINWEISE UND SYMBOLE


HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.




TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kinderwagen. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.

Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kinderwagen. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.

Symbol  bedeutet VORSICHT.



WIEGEN SOFORT: Stellen Sie sich einfach auf die Waage - sie wird automatisch eingeschaltet und gewogen



Vorsicht: Ausrutschgefahr auf nassen Oberflächen!

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln
Bei Fragen zu Reparaturen oder Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unser deutsches Service Center: Tel.: **034491/58860**, Fax: 034491/5886189, E-Mail: **info@eta-hausgeraete.de**

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation, Korea.
Imported by ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ